



PANDUAN PENGGUNAAN WEBSITE

Beberapa langkah – langkah panduan penggunaan website blood stock app bagi user atau admin pengguna

1. Buka aplikasi Xampp yang sudah terinstal pada PC, dan aktifkan apache dan mySQL seperti gambar dibawah ini




2. Buka web browser Anda, dan ketik link [http:// blood-app.local/](http://blood-app.local/) dan tekan enter pada keyboard anda.
3. Akan muncul tampilan halaman login blood stock app seperti gambar dibawah ini




4. Selanjutnya user dapat melakukan pengisian username pada kolom username dan password pada kolom password yang telah dimiliki tekan login atau enter pada keyboard.

5. Jika user belum memiliki username dan password, pilih menu register akan menampilkan menu register atau pembuatan akun, kemudian isi data diri seperti:



- Email
- Username
- Password
- Konfirmasi password

Setelah itu pilih register maka akun akan terdaftar, selanjutnya akan muncul notifikasi email mengenai pendaftaran akun dan panduan penggunaan webiste seperti gambar dibawah ini.




Selanjutnya tampilan akan kembali ke halaman login dan isi kembali username dan password yang telah dibuat.

6. Setelah login berhasil akan tampil **Halaman dashboard** yang memiliki dua menu, yaitu input data baru dan lihat stok, seperti gambar dibawah ini:

a. Halaman input data baru

Halaman ini digunakan user untuk menginput data baru kantong darah sesuai dengan data pendonor.


1) Pilih menu input data baru maka akan muncul tampilan input data baru seperti gambar dibawah ini




2) Isi data sesuai dengan data pendonor meliputi

- a) Golongan darah (sesuai dengan golongan darah pendonor)
- b) Ukuran (ukuran kantong darah yang digunakan)
- c) Tanggal masuk (tanggal pendonoran darah)


Contoh pengisian data kantong darah



3) Setelah itu pilih simpan dan akan menampilkan kode QR seperti gambar dibawah ini



- 4) Pilih tombol print atau tekan ctrl+P, dan print kode QR seperti gambar dibawah ini



- 5) Setelah diprint, tempel kode QR pada kantong darah yang akan digunakan seperti gambar dbawah ini.



6) Kantong darah siap untuk digunakan.

b. Halaman lihat stok

Halaman ini digunakan user untuk melihat jumlah stok darah yang tersedia, data darah yang masuk serta data yang keluar atau sudah digunakan

1) User memilih menu “lihat stok” pada **halaman dashboard** atau dapat diakses melalui panel navigasi pada halaman input data baru dan halaman QR. Setelah itu maka akan menampilkan halaman sebagai berikut.

a) Jumlah data yang masuk dan data yang keluar

b) Jumlah stok darah yang tersedia berdasarkan ukuran dan golongan darah.

Golongan Darah	250 ml	350 ml	450 ml
A	0 unit	0 unit	0 unit
B	0 unit	0 unit	0 unit
O	0 unit	0 unit	0 unit
AB	0 unit	0 unit	0 unit

c) Data yang masuk dan data yang keluar

Data Masuk				
ID	Golongan Darah	Ukuran	Tanggal Masuk	
Tidak ada data masuk.				
Data Keluar				
ID	Golongan Darah	Ukuran	Tanggal masuk	Tanggal Keluar
Tidak ada data keluar.				

Contoh halaman

Golongan Darah	250 ml	350 ml	450 ml
A	5 unit	3 unit	2 unit
B	10 unit	5 unit	3 unit
O	3 unit	3 unit	2 unit
AB	2 unit	3 unit	2 unit

ID	Golongan Darah	Ukuran	Tanggal Masuk
1	A	250 ml	10:11:10 / 23-09-2025
2	B	250 ml	10:30:08 / 23-09-2025


7. Penggunaan kantong darah

Selanjutnya jika stok darah ingin digunakan maka user adpat mengikuti langkah – langkah berikut:


- Siapkan alat scan, dan kantong darah yang sudah tertempel kode QR. Pastikan xamp sudah berjalan dan sudah login ke halaman web.
- Aktifkan alat scan dan arahkan scanner ke kode QR seperti gambar dibawah ini.



Setelah scan berhasil maka akan menampilkan halaman “informasi kantong darah” seperti berikut



- c. Pilih “gunakan stok darah” maka akan muncul konfirmasi penggunaan, pilih “OK” untuk konfirmasi penggunaan



- d. Jika konfirmasi berhasil dilakukan maka akan muncul tampilan seperti ini
Dan jika kembali melakukan scan pada QR yang sama maka akan menampilkan tampilan seperti ini

